

# ***ПРАЙС-ЛИСТ – СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ / ВОЗДУШНЫЕ 2016 год***

**ООО «Компания ПитерЛаб»  
Комплексное оснащение  
лабораторий различного профиля**



***2016***

**ООО «Компания ПитерЛаб»**  
**Комплексное оснащение лабораторий.**

✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи"  
 e-mail: [info@petrolabspb.ru](mailto:info@petrolabspb.ru)  
<http://petrolabspb.ru>  
 Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43  
 Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31

**Прайс-лист март 2016**  
**Стерилизаторы паровые**




Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем  
 сайте <http://www.piterlab.ru/>

*(Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!)*  
 Возможно изменение цены без предварительного уведомления.

Наименование	Характеристики	Вид	Цена в рублях
<b>Стерилизаторы (Автоклавы) - ПАРОВЫЕ</b>			
<a href="#"><u>Стерилизатор паровой автоматический ГКа-25 ПЗ (-05)</u></a>	<p><i>(автономный (не требует подключения к водопроводу и канализации), форвакуум и сушка с помощью вакуумного насоса)</i>                      Объем камеры, л - 20,4</p> <p>Габаритные размеры, мм (ШхГхВ), не более - 450х690х400</p> <p>Внутренние размеры, мм (Диам./Г), не более - 246,5х420</p> <p>Масса, кг, не более - 46</p> <p>Мощность, кВт, не более - 2,1</p> <p>Задаваемые температурные режимы</p> <p>134°C-5 мин/121°C-20 мин</p>		<b>140 000</b>
<a href="#"><u>Стерилизатор паровой автоматический ГКа-25 ПЗ (-06)</u></a>	<p><i>- требует подключения к водопроводу и канализации;</i></p> <p><i>(форвакуум и сушка с помощью конденсатора)</i></p> <p>Объем камеры, л - 20,4</p> <p>Габаритные размеры, мм (ШхГхВ), не более</p>		<b>120 500</b>

ООО «Петербургская лаборатория»



✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" e-mail: [info@petrolabspb.ru](mailto:info@petrolabspb.ru) <http://petrolabspb.ru> Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43  
 Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31

	<p>- 450x715x395</p> <p>Внутренние размеры, мм (Диам./Г), не более - 246,5x420</p> <p>Масса, кг, не более - 46</p> <p>Мощность, кВт, не более - 2,0</p> <p>Задаваемые температурные режимы 134°C-5 мин/121°C-20 мин</p> <p>Время нагрева стерилизатора, мин., не более - 30</p> <p>Максимальное рабочее давление в стерилизационной камере, мПа - 0,22</p> <p>Непрерывный режим работы, ч, не более 16</p>		
<p><b><u>Стерилиза тор паровой автоматич еский ГКа- 25 ПЗ (-07)</u></b></p>	<p><i>(не требует подключения к водопроводу и канализации, термодинамическая сушка (естественным путем))</i></p> <p>Объем камеры, л - 20,4</p> <p>Габаритные размеры, мм (ШxГxВ), не более - 450x640x400</p> <p>Внутренние размеры, мм (Диам./Г), не более - 246x450</p> <p>Масса, кг, не более - 40</p> <p>Мощность, кВт, не более - 2,0</p> <p>Задаваемые температурные режимы 134°C-5 мин/121°C-20 мин</p> <p>Время нагрева стерилизатора, мин., не более - 30</p> <p>Максимальное рабочее давление в стерилизационной камере, мПа - 0,22</p> <p>Непрерывный режим работы, ч, не более - 16</p> <p>Тип камеры - круглая</p>		<p><b>106 000</b></p>
<p><b><u>СТЕРИЛИЗ АТОР ПАРОВОЙ DGM, МОДЕЛЬ DGM-200</u></b></p>	<p>Стерилизатор DGM-200 предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением.</p> <p>±Объем камеры (± 5%): 18 литр</p>		<p><b>По запросу</b></p>
<p><b><u>Стерилиза тор паровой автоматич</u></b></p>	<p><i>требует подключения к водопроводу и канализации</i></p> <p>Объем камеры, л - 10</p> <p>Габаритные размеры, мм (ШxГxВ), не более - 443x557x371</p>		<p><b>74 800</b></p>

000 «Петербургская лаборатория»



✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" e-mail:  
info@petrolabspb.ru <http://petrolabspb.ru> Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43  
Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31

Страница 2

<p><b><u>еский ГПа-10 ПЗ</u></b></p>	<p>Внутренние размеры, мм (Диам./Г), не более - 200x280x180 Масса, кг, не более - 44 Мощность, кВт, не более - 1,8 Задаваемые температурные режимы 134°С-5 мин/121°С-20 мин Время нагрева стерилизатора, мин., не более - 30 Максимальное рабочее давление в стерилизационной камере, мПа - 0,22 Непрерывный режим работы, ч, не более 16 Тип камеры - прямоугольная</p>		
<p><b><u>Стерилиза тор паровой ГК-25 настольны й</u></b></p>	<p>Паровой настольный автоматический стерилизатор с вакуумной сушкой, компактный и экономичный, прост и удобен в эксплуатации, безопасен для окружающей среды. <b>Основные характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стерилизационная камера из высоколегированной нержавеющей стали</li> <li>• Камера имеет форму цилиндра и расположена горизонтально</li> <li>• Корпус из нержавеющей стали</li> <li>• Защитное устройство от превышения давления</li> <li>• Блокировка выполнения программы при несоответствии заданному значению</li> <li>• Блокировка выполнения программы при открытой двери</li> </ul> <p>Объем камеры, л. 25 Управление автоматическое Визуальное отображение этапов стерилизации электронное табло Режимы стерилизации 134°-5 минут свободно-программируемый режим режим стерилизации растворов Сушка вакуумная; при стерилизации растворов сушка не производится</p>		<p><b>По запросу</b></p>
<p><b><u>Стерилиза тор паровой ВКа-75-ПЗ</u></b></p>	<p>(полуавтоматическая модель, универсальный) Предустановленные режимы стерилизации: 132°С – 20 мин 120°С – 45 мин Рабочее давление в парогенераторе и стерилизационной камере, МПа не более 0,27 Время нагрева стерилизатора, не более, мин 30 Внутренние размеры стерилизационной</p>		<p><b>118 000</b></p>

ООО «Петербургская лаборатория»



✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" e-mail:  
info@petrolabspb.ru <http://petrolabspb.ru> Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43  
Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31

	<p>камеры, (ОхГ), мм 394x674  Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора, л20  Наработка на отказ, не менее 1000 циклов  Средний срок службы стерилизатора 10 лет  Гарантийный срок 12 месяцев  Питающее напряжение 3-х фазного тока частотой 50 Гц, В 380±10%  Потребляемая мощность, кВт 6.5</p>		
<p><b><u>СТЕРИЛИЗ</u></b>  <b><u>АТОР</u></b>  <b><u>ПАРОВОЙ</u></b>  <b><u>ВКа-75-ПЗ</u></b>  <b><u>АВТОМАТ</u></b>  <b><u>ИЧЕСКИЙ</u></b></p>	<p><b>(автоматический, для стерилизации мед. изд., текстиля, резины, стекла)</b>  Объем камеры, л 75  Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 540x686x1210  Внутренние размеры, (диаметрхГ) мм, не более 400x674  Мощность, кВт, не более 6,5  Масса, кг, не более 136  Предустановленные режимы стерилизации, °С  134°С – 5 мин.  121°С – 20 мин.  126°С – 10 мин.  Время нагрева стерилизатора, мин, не более 45  Точность поддержания температуры, °С ± 1  Максимальное рабочее давление в камере, Мпа 0,21  Точность поддержания давления в камере, Мпа ± 0,01  Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более 1%  Питание, В/Гц 380/50  Время непрерывной работы в режиме использования, не более, ч 16</p>		<p><b>186 000</b></p>
<p><b><u>СТЕРИЛИЗ</u></b>  <b><u>АТОР</u></b>  <b><u>ПАРОВОЙ</u></b>  <b><u>ВКа-75-Р</u></b>  <b><u>ПЗ</u></b>  <b><u>АВТОМАТ</u></b>  <b><u>ИЧЕСКИЙ</u></b></p>	<p><b>Стерилизатор ВКа-75-Р ПЗ предназначен для использования в аптеках, лабораториях, для стерилизации лекарственных растворов герметично закупоренных в стеклянные емкости объемом до 1000 мл.</b>  Объем камеры, л 75  Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 540x685x1210  Внутренние размеры, (диаметрхГ) мм, не</p>		<p><b>183 000</b></p>

000 «Петербургская лаборатория»

✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" e-mail: info@petrolabspb.ru <http://petrolabspb.ru> Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43  
Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31

Страница 4

	<p>более 400x674</p> <p>Мощность, кВт, не более 6,5</p> <p>Масса, кг, не более 130</p> <p>Предустановленные режимы стерилизации, °С</p> <p>121°С – 8 мин.</p> <p>121°С – 12 мин.</p> <p>121°С – 20 мин.*</p> <p>Время нагрева стерилизатора, мин, не более 45</p> <p>Точность поддержания температуры, °С ± 1</p> <p>Максимальное рабочее давление в камере, Мпа 0,11</p> <p>Точность поддержания давления в камере, Мпа ± 0,01</p> <p>Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более 1%</p> <p>Питание, В/Гц 380/50</p> <p>Время непрерывной работы в режиме использования, не более, ч 16</p>		
<p><b><u>Стерилиза тор паровой ВК-30-01</u></b></p>	<p><b>Управление полуавтоматическое</b> Имеет два режима стерилизации:</p> <p>132°С - 20 мин при давлении 0,2 МПа; 120°С - 45 мин при давлении 0,11 МПа.</p>		<p><b>Снят с производс тва</b></p>
<p><b><u>Стерилиза тор паровой ВК-75-01</u></b></p>	<p><b>Управление полуавтоматическое</b></p> <p>Режимы стерилизации: два</p> <p>I режим 132°С - 20 мин при давлении 0.2 МПа</p> <p>II режим 120°С - 45 мин при давлении</p>		<p><b>149 000</b></p>


ООО «Петербургская лаборатория»

✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" e-mail:

info@petrolabspb.ru <http://petrolabspb.ru> Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31

Страница 5

	0,11 мПа		
<b><u>СТЕРИЛИЗ</u></b> <b><u>АТОР</u></b> <b><u>ПАРОВОЙ</u></b> <b><u>ГКа-100 ПЗ</u></b>	<p>Объем камеры, л 100          Мощность, потребляемая стерилизатором, кВт, не более 11          Масса, кг, не более 200          Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 600х1131х1405          Внутренние размеры рабочей камеры, (ОхВ), мм 400х771          Задаваемые температурные режимы 132°C – 20 мин. – 0,2мПа          120°C – 45 мин. – 0,11 мПа          Максимальное рабочее давление в стерилизационной камере, мПа 0,27          Время нагрева, не более, мин. 45          Питание, в/Гц 380/50</p>		<b>268 000</b>
<b><u>СТЕРИЛИЗ</u></b> <b><u>АТОР</u></b> <b><u>ПАРОВОЙ</u></b> <b><u>АВТОМАТ</u></b> <b><u>ИЧЕСКИЙ</u></b> <b><u>ГКа-100 ПЗ</u></b>	<p>Объем камеры, л100          Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 600х1130х1500          Внутренние размеры, (Диам.хГ) мм, не более 400х771          Мощность, кВт, не более 11          Масса, кг, не более 221          Задаваемые температурные режимы, С 134°C - 5 мин.; 121°C - 20 мин.          Время нагрева стерилизатора, мин, не более 30          Точность поддержания температуры, С +3          Максимальное рабочее давление в камере, МПа 0,21          Точность поддержания давления в камере, МПа + 0,03          Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более 1%</p>		<b>422 000</b>
<b><u>СТЕРИЛИЗ</u></b> <b><u>АТОР</u></b> <b><u>ПАРОВОЙ</u></b> <b><u>АВТОМАТ</u></b> <b><u>ИЧЕСКИЙ</u></b> <b><u>ГКа-120 ПЗ</u></b>	<p>Объем камеры, л 120          Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 600х1290х1500          Внутренние размеры, (Диам.хГ) мм, не более 400х1040          Мощность, кВт, не более 11          Масса, кг, не более 238          Задаваемые температурные режимы, С 134°C - 5 мин.; 121°C - 20 мин.          Время нагрева стерилизатора, мин, не более 30          Точность поддержания температуры, °С +3</p>		<b>358 000</b>

ООО «Петербургская лаборатория»

✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" e-mail:

info@petrolabspb.ru <http://petrolabspb.ru> Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31

Страница 6


	<p>Максимальное рабочее давление в камере, МПа 0,21</p> <p>Точность поддержания давления в камере, МПа +0,03</p> <p>Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более 1%</p>		
<b>Стерилизаторы ВОЗДУШНЫЕ</b>			
<p><u>Стерилиза</u> <u>тор</u> <u>воздушный</u> <u>ГП- 10 МО</u></p>	<p>Объем камеры – 10 л</p> <p>Задаваемые температурные режимы, от 60 до 200 °С</p>		<b>16 600</b>
<p><u>Стерилиза</u> <u>тор</u> <u>воздушный</u> <u>ГП- 20 МО</u></p>	<p>Объем камеры – 20 л</p> <p>Задаваемые температурные режимы, от 60 до 200 °С</p>		<b>17 500</b>
<p><u>Стерилиза</u> <u>тор</u> <u>воздушный</u> <u>ГП- 40 МО</u></p>	<p>Объем камеры – 40 л</p> <p>Задаваемые температурные режимы, от 60 до 200 °С</p>		<b>18 900</b>
<p><u>Стерилиза</u> <u>тор</u> <u>воздушный</u> <u>ГП- 80 МО</u></p>	<p>Объем камеры – 80 л</p> <p>Задаваемые температурные режимы, от 60 до 200 °С</p>		<b>21 500</b>
<p><u>СТЕРИЛИЗ</u> <u>АТОР</u> <u>ВОЗДУШН</u> <u>ЫЙ ГП-160</u> <u>ПЗ</u></p>	<p><b>Основные свойства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· наличие высокоэффективной системы охлаждения, которая работает без подачи холодного воздуха на стерильный материал внутрь камеры</li> <li>· автоматическая регулировка поддержания температуры</li> <li>· вся необходимая информация о режимах</li> </ul>		<b>48 000</b>

ООО «Петербургская лаборатория»

✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" e-mail: info@petrolabspb.ru <http://petrolabspb.ru> Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43  
Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31

Страница 7



	<p>работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· энергонезависимая память для сохранения параметров до 10-ти программ, которые можно изменять и вызывать для работы</li> <li>· равномерное распределение температуры по объему камеры</li> <li>· устройство защиты от перегрева</li> </ul> <p>Объем камеры, л 160</p> <p>Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 780х870х890</p> <p>Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 500х615х590</p> <p>Мощность, кВт, не более 2,7</p> <p>Масса, кг, не более 92 (с подст.)</p> <p>Задаваемые температурные режимы, °С</p> <p>50...200</p> <p>Время нагрева стерилизатора до <math>t + 180^{\circ}\text{C}</math>, мин, не более 55</p> <p>Задаваемое время выдержки, мин 1...999</p> <p>Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более <math>\pm 3</math></p>		
<p><b><u>СТЕРИЛИЗ</u></b> <b><u>АТОР</u></b> <b><u>ВОЗДУШН</u></b> <b><u>ЫЙ ГП-320</u></b> <b><u>ПЗ</u></b></p>	<p><b>С системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры предназначены для стерилизации хирургических инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцов (с отметкой 200°С) и игл к ним.</b></p> <p>Объем камеры, л 320</p> <p>Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 689х836х1616</p> <p>Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 525х490х1233</p>		<p><b>78 000</b></p>



000 «Петербургская лаборатория»

✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" e-mail:

info@petrolabspb.ru <http://petrolabspb.ru> Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31

Страница 8

	<p>Мощность, кВт, не более 5,4</p> <p>Масса, кг, не более 124</p> <p>Задаваемые температурные режимы, °С 50...200</p> <p>Время нагрева стерилизатора до <math>t + 180^{\circ}\text{C}</math>, мин, не более 75</p> <p>Задаваемое время выдержки, мин 1...999</p> <p>Предельные отклонения температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более <math>\pm 3</math></p>		
<p><b><u>Стерилиза тор воздушный ГП-20 СПУ «Бюджетн ый»</u></b></p>	<p><i>Возможно использование в качестве сушильного шкафа</i></p> <p><b>Стерилизаторы воздушные обеспечивают:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха;</li> <li>установку и регулирование температуры режима;</li> <li>автоматический отсчет и индикацию заданных временных интервалов;</li> <li>автоматический контроль температуры в рабочей камере;</li> <li>автоматический запуск рабочей программы в заданное время (Ночной режим);</li> <li>задание скорости нагрева <math>2^{\circ}\text{C}/\text{мин.}</math>, <math>5^{\circ}\text{C}/\text{мин.}</math>, <math>7^{\circ}\text{C}/\text{мин.}</math>;</li> <li>быстрое охлаждение рабочей камеры за счет принудительной циркуляции воздуха;</li> <li>цифровую индикацию текущей и заданной температуры.</li> </ul>		<p><b>19 200</b></p>
<p><b><u>Стерилиза тор воздушный ГП-40 СПУ «Бюджетн ый»</u></b></p>	<p><i>Возможно использование в качестве сушильного шкафа</i></p> <p><b>Стерилизаторы воздушные обеспечивают:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха;</li> <li>установку и регулирование температуры режима;</li> <li>автоматический отсчет и индикацию заданных временных интервалов;</li> <li>автоматический контроль температуры в рабочей камере;</li> </ul>		<p><b>20 600</b></p>



ООО «Петербургская лаборатория»

✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" e-mail:

info@petrolabspb.ru <http://petrolabspb.ru> Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31






Страница 9

	<p>автоматический запуск рабочей программы в заданное время (Ночной режим);</p> <p>задание скорости нагрева 2° С/мин., 5° С/мин., 7° С/мин;</p> <p>быстрое охлаждение рабочей камеры за счет принудительной циркуляции воздуха;</p> <p>цифровую индикацию текущей и заданной температуры.</p>		
<p><b><u>Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ «Бюджетный»</u></b></p>	<p><i>Возможно использование в качестве сушильного шкафа</i></p> <p><b>Стерилизаторы воздушные обеспечивают:</b></p> <p>равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха;</p> <p>установку и регулирование температуры режима;</p> <p>автоматический отсчет и индикацию заданных временных интервалов;</p> <p>автоматический контроль температуры в рабочей камере;</p> <p>автоматический запуск рабочей программы в заданное время (Ночной режим);</p> <p>задание скорости нагрева 2° С/мин., 5° С/мин., 7° С/мин;</p> <p>быстрое охлаждение рабочей камеры за счет принудительной циркуляции воздуха;</p> <p>цифровую индикацию текущей и заданной температуры.</p>		<p><b>23 200</b></p>
<p><b><u>Стерилизатор воздушный «Стандарт» ГП-20 СПУ с принудительным охлаждением</u></b></p>	<p>с принудительным охлаждением, камера из матовой нержавеющей стали, перфорированные полки из зеркальной нержавеющей стали, уплотнитель специального профиля, "ночной режим"(автоматическое включение режимов стерилизации, дезинфекции и сушки в заданное время), электроника европейской комплектации.</p>		<p><b>23 000</b></p>

ООО «Петербургская лаборатория»

✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" e-mail: info@petrolabspb.ru <http://petrolabspb.ru> Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43  
Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31

Страница 10

<p><b><u>Стерилиза</u></b> <b><u>тор</u></b> <b><u>воздушный</u></b> <b><u>«Стандарт</u></b> <b><u>» ГП-40</u></b> <b><u>СПУ с</u></b> <b><u>принудите</u></b> <b><u>льным</u></b> <b><u>охлаждени</u></b> <b><u>ем</u></b></p>	<p>с принудительным охлаждением, камера из матовой нержавеющей стали, перфорированные полки из зеркальной нержавеющей стали, уплотнитель специального профиля, "ночной режим"(автоматическое включение режимов стерилизации, дезинфекции и сушки в заданное время), электроника европейской комплектации.</p>		<p>25 000</p>
<p><b><u>Стерилиза</u></b> <b><u>тор</u></b> <b><u>воздушный</u></b> <b><u>«Стандарт</u></b> <b><u>» ГП-80</u></b> <b><u>СПУ с</u></b> <b><u>принудите</u></b> <b><u>льным</u></b> <b><u>охлаждени</u></b> <b><u>ем</u></b></p>	<p>с принудительным охлаждением, камера из матовой нержавеющей стали, перфорированные полки из зеркальной нержавеющей стали, уплотнитель специального профиля, "ночной режим"(автоматическое включение режимов стерилизации, дезинфекции и сушки в заданное время), электроника европейской комплектации.</p>		<p>28 000</p>
<p><b><u>СТЕРИЛИЗ</u></b> <b><u>АТОР</u></b> <b><u>ВОЗДУШН</u></b> <b><u>ЫЙ ГП-20-</u></b> <b><u>Ох ПЗ</u></b></p>	<p>Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры</p> <p>Объем камеры, л 20</p> <p>Задаваемые температурные режимы, °С 50...200</p>		<p>22 100</p>
<p><b><u>СТЕРИЛИЗ</u></b> <b><u>АТОР</u></b> <b><u>ВОЗДУШН</u></b> <b><u>ЫЙ ГП-40-</u></b> <b><u>Ох ПЗ</u></b></p>	<p>Стерилизатор воздушный настольный с программным управлением циклами стерилизации, дезинфекции и сушки, и системой принудительного охлаждения изделий</p> <p>Объем камеры, л 40</p> <p>Задаваемые температурные режимы, °С 50...200</p>		<p>23 800</p>
<p><b><u>СТЕРИЛИЗ</u></b> <b><u>АТОР</u></b> <b><u>ВОЗДУШН</u></b> <b><u>ЫЙ ГП-80-</u></b> <b><u>Ох ПЗ</u></b></p>	<p>Стерилизатор воздушный настольный с программным управлением циклами стерилизации, дезинфекции и сушки, и системой принудительного охлаждения изделий</p> <p>Объем камеры, л 80</p> <p>Задаваемые температурные режимы, °С</p>		<p>25 600</p>

000 «Петербургская лаборатория»

✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" e-mail: info@petrolabspb.ru <http://petrolabspb.ru> Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43 Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31

Страница 11

	50...200		
--	----------	--	--

---

**ООО «Петербургская лаборатория»**

✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" e-mail:

info@petrolabspb.ru <http://petrolabspb.ru> Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31

Страница 12